


Tabla de tallas de MD Orthopaedics

Puntos de medición
de la longitud y la
anchura



Tamaño de AFO Mitchell Ponseti®	(A) Longitud del pie (cm)	(B) Anchura del pie (cm)
P6-0 *	5.5 a 6.5	2.5 a 4.0
P5-0 *	5.8 a 6.9	3.0 a 4.5
0000	6.0 a 7.3	3.3 a 4.8
000	6.3 a 7.8	3.0 a 5.5
00	6.8 a 8.3	3.0 a 5.5
0	7.5 a 9.0	3.0 a 6.0
1	8.0 a 9.5	3.5 a 6.0
2	9.0 a 10.5	3.8 a 6.5
3	10.0 a 11.5	4.5 a 7.0
4	11.0 a 12.5	4.7 a 7.0
5	12.0 a 13.5	4.8 a 7.0
6	13.0 a 14.5	5.0 a 7.5
7	14.0 a 15.5	5.5 a 8.0
8	15.0 a 16.5	6.7 a 8.2
9	16.0 a 17.5	7.0 a 8.5
10	17.0 a 18.5	7.4 a 8.9
11	18.0 a 19.5	7.7 a 9.2
12	19.0 a 20.5	8.0 a 9.5

Tamaño de barra de abducción Ponseti® **	Anchura mínima (cm)	Anchura máxima (cm)
Extra corto***	17.3	25.0
Corto	20.0	30.0
Largo	23.5	37.8

A la hora de elegir la talla, recomendamos dejar un margen de 0,5-1,0 cm para el crecimiento; es decir, una longitud de pie de 9,0 cm correspondería a la talla 1.

Envíenos un correo electrónico a info@mdorthopaedics.com si necesita ayuda con la talla.

*Los AFOs Mitchell Ponseti® de tamaño P6-0 o P5-0 están fijados permanentemente a una barra Premie, que está preajustada a 10° de dorsiflexión y 60° de abducción. La barra se ajusta en anchura de 15,0-20,0 cm, en incrementos de 1 cm. La barra para prematuros puede reducirse hasta 10 cm si se solicita.

**Las Barras de Abducción Ponseti® están disponibles en 10 o 15° de dorsiflexión.

***La Barra de Abducción Ponseti®, tamaño Barra Extra Corta puede ser recortada hasta 11 cm, bajo pedido.